


AnticFast® 4 in 1

Test rapidi per ricerca di Beta-lattamici + Tetracicline +
Fluorochinoloni + Sulfamidici



PROCEDURA




Aggiungere 200 µl
di latte



Incubare per 2
minuti a 40 C°




Sviluppare per 5
minuti a 40 C°



Interpretazione
visiva

INTERPRETAZIONE VISIVA DEI RISULTATI



T1: Sulfonamidi
T2: Fluorochinoloni
T3: Tetracicline
T4: Beta-lattamici



MATERIALE CONTENUTO NEL KIT

- Manuale
- 96 tests/kit
- 12 tubi da 8 test LFD, 8 pozzetti
- Controllo Positivo/negativo
- Pipetta
- Puntali

Scadenza	Conservazione
12 mesi	2-8 °C

LIMITI DI DETECTION

Beta-lattamici (B)	LOD (ppb)	Chinoloni (Q)	LOD (ppb)	Sulfamidici (S)	LOD (ppb)	Sulfamidici (S)	LOD (ppb)
Amoxicillin	3-4	Cinoxacin	6-10	Sulfabenzamide	20-30	Sulfametoxydiazine	2-4
Ampicillin	2-4	Ciprofloxacin	30-40	Sulfachlorpyridazine	8-10	Sulfamonomethoxine	6-8
Benzathine	2-4	Danofloxacin	20-30	Sulfaclozine	10-15	Sulfaquinoxaline	30-40
Cefacettrile	50-60	Enoxacin	15-20	Sulfadiazine	6-8	Sulfisomidine	6-8
Cefalonium	3-5	Enrofloxacin	15-20	Sulfadimethoxine	8-10	Sulfisoxazole	60-70
Cefazolin	40-50	Flumequine	150-180	Sulfadoxine	6-8		
Cefoperazone	3-5	Lomefloxacin	6-10	Sulfaethoxy pyridazine	30-40	Tetracicline (T)	LOD (ppb)
Cefquinome	15-20	Marbofloxacin	50-60	Sulfamerazine	8-10	Chlortetracycline	20-35
Ceftiofur	80-100	Nadifloxacin	100-140	Sulfamethazine	18-25	Doxycycline	10-18
Cephapirin	20-25	Norfloxacin	6-10	Sulfamethazole	20-30	Oxytetracycline	15-25
Cloxacillin	4-6	Ofloxacin	50-60	Sulfamethizole	4-6	Tetracycline	15-25
Dicloxacillin	4-6	Orbifloxacin	40-50	Sulfamethoxazole	60-70		
Nafcillin	20-30	Oxolinic Acid	20-30	Sulfamethoxy pyridazine	30-40		
Oxacillin	5-7	Pefloxacin	6-10	Sulfamethoxy pyrizinum	8-10		
Penicillin G	2-3						