

ATP Tampone per Superfici

SafeGen ATP Tampone per Superfici è un dispositivo di campionamento pronto all'uso, all-in-one, progettato per la verifica rapida dell'igiene delle superfici. Grazie al tampone pre-inumidito e al sistema reagente stabile, garantisce un recupero del campione costante e risultati affidabili. Il tampone è ottimizzato per l'uso con i luminometri SafeGen, per una rilevazione dell'ATP rapida e accurata.

Benefici

- Design del tampone ottimizzato per una raccolta e un recupero efficienti del campione
- Tampone e reagente integrati per un utilizzo semplice e rapido
- Punta del tampone pre-inumidita per un campionamento costante e affidabile
- Eccellente riproducibilità con bassa variabilità lotto-lotto
- Resistente ai comuni sanificanti e disinfettanti
- Performance affidabili in diverse condizioni ambientali


Sensibilità

- 5×10^{-16} mol (compatibile con ATP_GEN_3500)



Progettato per un utilizzo integrato con il Luminometro SafeGen, consente una misurazione rapida e quantitativa dell'ATP, espressa in RLU, per una verifica oggettiva dell'igiene.

PROCEDURA



PRODOTTI CORRELATI

SafeGen Sistema per il Monitoraggio dell'Igiene

Il sistema SafeGen per il monitoraggio dell'igiene offre una soluzione flessibile e scalabile per la verifica della sanificazione.



SafeGen Touch ATP_GEN_3500 Luminometro

**Limite di rilevazione
per tampone superficiali:**
5 x 10⁻¹⁶ mol (0.5 fmol)



SafeGen Touch ATP_GEN_3500 è un luminometro ad alte prestazioni, progettato per il monitoraggio avanzato dell'igiene.

Grazie all'elevata sensibilità e alla gestione integrata dei dati su cloud, consente il monitoraggio in tempo reale, la supervisione di più siti e decisioni basate sui dati per applicazioni ad alto standard.



SafeGen ATP Tampone WaterTOTAL & WaterFree

Test ATP rapido per campioni d'acqua.
Garantisce un campionamento accurato e costante.

Disponibile nei formati Total e Free per monitorare l'ATP complessivo e distinguere l'attività microbica.

Informazioni per l'ordine

| Nome Prodotto | Cod. Catalogo | Quantità |
|--------------------------------|---------------|----------|
| SafeGen Touch Luminometro | ATP_GEN_3500 | 1 |
| SafeGen ATP Tampone Superfici | ATP_100_SSW | 100 |
| SafeGen ATP Tampone WaterTotal | ATP_100_WSW | 100 |
| SafeGen ATP Tampone WaterFree | ATP_100_NWB | 100 |